

Nup160 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q12769

품목 번호: CM0014259



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 NUP160 토끼 다클론 항체입니다. mRNA 수출에 관여하는 핵공 복합체의 핵심 구성 요소인 인간 핵공 복합체 단백질 Nup160(162kDa)을 표적으로 합니다. 핵-세포질 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP160 토끼 pAb
비고/별칭	NPHS19; NUP160
종	인간
유전자 ID (인간)	23279
유전자 ID	23279
면역원	재조합 단백질 인간 NUP160(NP_056046.1)의 아미노산 40-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q12769
단백질 무게	162kDa
배송	아이스팩