


Wb, Ip, Elisa용 Nup214 토끼 다클로날 항체 - P35658

품목 번호: CM0029792



소개

WB, IP, ELISA에 대해 검증된 NUP214 토끼 다클로날 항체(SWISS P35658). 핵-세포질 수송 및 아데노바이러스 캡시드 분해에 관여하는 인간 핵공 복합체 단백질 Nup214를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP214 Rabbit pAb
비고/별칭	CAN; CAIN; IIAE9
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8021
면역원	합성 펩타이드 (인간 NUP214의 aa 1251-1350, NP_005076.3)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P35658
단백질 분자량	214kDa
배송	아이스백