


Wb, If/Icc, Elisa용 Nur77 토끼 다클로날 항체 - P22736

품목 번호: CM0016274



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 인간 NUR77 (NR4A1) 표적 토끼 다클로날 항체입니다. 핵 수용체 신호 전달, 염증 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUR77 Rabbit pAb
비고/별칭	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3164
GeneID	3164
면역원	인간 NUR77 (NP_002126.2)의 아미노산 200-300 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P22736
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백