

Nxn 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q6Dkj4

품목 번호: CM0024019

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 검증된 NXN 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. Wnt 신호 전달 경로 및 산화환원 조절 연구에 이상적이며, 비접합형이고 48kDa 표적 단백질에 결합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NXN 토끼 pAb
비고/별칭	NRX; RRS2; TRG-4; NXN
종	사람
유전자 ID (사람)	64359
유전자 ID	64359
면역원	사람 NXN (NP_001192248.1)의 아미노산 100-280에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q6DKJ4
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백