

Wb 및 Elisa용 Occludin 토끼 다클로날 항체 - Q16625

품목 번호: CM0013617



소개

인간 Occludin (UniProt Q16625)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 밀착 연결 및 세포 투과성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Occludin 토끼 pAb
비고/별칭	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	100506658
GeneID	100506658
면역원	인간 Occludin (NP_002529.1)의 아미노산 350-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q16625
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)