

Wb, Ihc-P, Elisa용 Ogdhl 토끼 다클론 항체 - Q9Uld0

품목 번호: CM0015803

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 OGDHL 토끼 다클론 항체입니다. TCA 회로, 세포 증식 억제 및 세포자살에 관여하는 미토콘드리아 2-옥소글루타르산 탈수소효소인 인간, 마우스 및 래트 OGDHL을 검출합니다. 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OGDHL 토끼 pAb
비고/별칭	YOELN; OGDHL
종	인간
유전자ID (인간)	55753
유전자ID	55753
면역원	인간 OGDHL (NP_060715.2)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9ULD0
단백질 분자량	114kDa
배송 방식	아이스백