


Ogt 토끼 다클론 항체 (Wb용) - O15294

품목 번호: CM0018886



소개

OGT(O-GlcNAc 전이효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 생쥐, 래트 샘플에 적합하며 대사, 후성유전학 및 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OGT 토끼 다클론 항체
비고/별칭	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
종	인간
유전자ID (인간)	8473
유전자ID	8473
면역원	제조합 단백질 인간 OGT (NP_858058.1)의 아미노산 510-699에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	O15294
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스 팩