

## Orexin B 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc, If/Icc, Elisa용) - O43612

품목 번호: CM0007205



### 소개

인간 Orexin B/Hypocretin-2에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 섭식, 수면-각성 주기 및 에너지 대사의 신경펩타이드 조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                 |
|-------------|-----------------------------------|
| 제품명         | Orexin B 토끼 단클론 항체                |
| 비고/별칭       | OX; PPOX; NRCLP1; Orexin B        |
| 종           | 인간                                |
| 유전자 ID (인간) | 3060                              |
| 유전자 ID      | 3060                              |
| 면역원         | 인간 Orexin B/Hypocretin-2의 재조합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                |
| 카테고리        | 단클론 항체                            |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA          |
| 교차 반응성      | 인간                                |
| SWISS       | O43612                            |
| 단백질 분자량     | 13kDa                             |
| 배송 방식       | 아이스백                              |