

Osarf23 Rabbit Pab - Osarf23

품목 번호: CM0020178

소개

OsARF23 Rabbit pAb는 재조합 OsARF23 단백질(Oryza sativa)에 대해 토끼에서 생산된 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 벼 샘플에서 OsARF23(~94kDa)을 특이적으로 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsARF23 Rabbit pAb
비고/별칭	arf1; ARF23; OsARF1; OsARF23
종	Oryza sativa (벼)
유전자 ID	4350610
면역원	Oryza sativa OsARF23의 아미노산 700-800에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (Q2R3F5)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa (벼)
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스팩