

Osgi 토끼 다클로날 항체 (Pab) - Q0Jq44

품목 번호: CM0019043

소개

Oryza sativa의 OsGI (GI)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 예상 분자량은 127kDa입니다. 식물 생물학 및 농업 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsGI 토끼 pAb
비고/별칭	GI; OsGI
종	Oryza sativa
유전자 ID	4325329
면역원	Oryza sativa OsGI (Q9AWL7)의 아미노산 820-1090에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q0JQ44
단백질 무게	127kDa
배송	아이스 팩