

Osgsr1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q53An3

품목 번호: CM0021721

소개

벼 OsGSR1 (Q53AN3)를 표적하는 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합. Oryza sativa와 교차 반응함. 면역원: 재조합 단백질. 예측 분자량: 11 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsGSR1 Rabbit pAb
비고/별칭	Gsr1; OJ1001_B06.38; OsGSR1
종	Oryza sativa (벼)
유전자 ID	4340712
면역원	Oryza sativa OsGSR1 (Q53AN3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q53AN3
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩