


Osserk2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q7Xv05

품목 번호: CM0023757



소개

재조합 단백질에 대해 제작된 Oryza sativa OsSERK2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 벼와 교차 반응합니다. 식물 면역, 체세포 배발생, 브라시노스테로이드 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsSERK2 Rabbit pAb
비고/별칭	OsSERK1; OsSERK2
종	Oryza sativa (벼)
유전자 ID	4336035
면역원	Oryza sativa OsSERK2 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa (벼)
SWISS	Q7XV05
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백