

오스테오칼신(Bglap) 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P02818

품목 번호: CM0002845



소개

인간 오스테오칼신(BGLAP)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며 골 대사 및 호르몬 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	오스테오칼신(BGLAP) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	OC; BGP; OCN; 오스테오칼신(BGLAP)
종	인간
유전자ID (인간)	632
유전자ID	632
면역원	인간 BGLAP(NP_954642.1)의 아미노산 1-95번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02818
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스 팩