

Oxct1 (Scot) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P55809

품목 번호: CM0024090



소개

OXCT1 (SCOT)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 케톤체 대사 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OXCT1 Rabbit pAb
비고/별칭	OXCT; SCOT; OXCT1
종	인간
GeneID (Human)	5019
GeneID	5019
면역원	인간 OXCT1 (NP_000427.1)의 아미노산 261-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55809
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백