

P23/Ptges3 Rabbit Mab For Wb, If/Icc, Elisa - Q15185

품목 번호: CM0004960



소개

P23/PTGES3 Rabbit Monoclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 염증 및 전사 조절에 관여하는 세포질 효소이자 샤페론인 프로스타글란딘 E 합성효소 3을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P23/PTGES3 Rabbit mAb
비고/별칭	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
종	인간
GeneID (인간)	10728
GeneID	10728
면역원	합성 펩타이드[인간 P23/PTGES3 (NP_006592.3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15185
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스백