

Wb, If/Icc, Elisa용 P2Rx4 토끼 다클로날 항체 - Q99571

품목 번호: CM0029228



소개

인간 P2RX4 표적 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 인간 및 마우스와의 교차 반응성이 확인되었습니다. 이온 채널, 면역학 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P2RX4 Rabbit pAb
비고/별칭	P2X4; P2X4R; P2RX4
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5025
유전자 ID	5025
면역원	인간 P2RX4 (NP_002551.2)의 아미노산 55-338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q99571
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)