


P38 Mapk 토끼 다클론 항체 - Q16539

품목 번호: CM0015510



소개

p38 MAPK 토끼 다클론 항체는 인간 p38 MAPK의 합성 펩타이드(아미노산 261-360)에 대해 제작된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스 및 랫드에서 교차 반응성을 보입니다. MAPK 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p38 MAPK 토끼 다클론 항체
비고/별칭	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
종	인간
GeneID (인간)	1432
GeneID	1432
면역원	인간 p38 MAPK(NP_620581.1)의 아미노산 261-360 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16539
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩