


Wb용 P70 S6 Kinase 1 토끼 다클로날 항체 - P23443

품목 번호: CM0020316



소개

사람 p70 S6 Kinase 1 (S6K1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트 샘플의 세포 성장 및 번역 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	p70 S6 Kinase 1 Rabbit pAb
비고/별칭	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
종	사람 (Human)
GeneID	6198
면역원	사람 P70 S6K (NP_003152.1)의 아미노산 426-525 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P23443
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)