


P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 Rabbit Pab - Q15418

품목 번호: CM0024648



소개

p90Rsk/RSK1/RPS6KA1에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 83kDa 단백질. MAPK 신호전달 및 세포 증식 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 Rabbit pAb
비고/별칭	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
종	인간
GeneID	6195
면역원	합성 펩타이드: 인간 p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2)의 아미노산 600번부터 C-말단에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15418
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백