

Wb, Elisa용 Pai-1/Serpin E1 토끼 Mab - P05121

품목 번호: CM0002309



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 PAI-1/Serpin E1 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 원숭이 PAI-1과 반응합니다. 섬유소용해, 세포 이동 및 노화 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PAI-1/Serpin E1 토끼 mAb
비고/별칭	PAI; PAII; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5054
면역원	합성 펩타이드 (사람 PAI-1/Serpin E1의 aa 50-150, P05121)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 원숭이 (Monkey)
SWISS	P05121
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백