


Pak1 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q13153

품목 번호: CM0002644



소개

인간 PAK1(Q13153)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 암, 세포골격 및 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAK1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
종	인간
유전자ID (인간)	5058
유전자ID	5058
면역원	합성 펩타이드 (인간 PAK1(Q13153)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13153
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스백