


Wb 및 Elisa용 Pak1 토끼 다클론 항체 - Q13153

품목 번호: CM0015009



소개

인간 PAK1(alpha-PAK, p65-PAK)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 랫드와 교차 반응합니다. 세포골격 동역학, 세포 이동 및 세포사멸 연구에 적합합니다. 재조합 면역원이 특이성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAK1 토끼 pAb
비고/별칭	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
종	인간
GeneID(인간)	5058
GeneID	5058
면역원	인간 PAK1(NP_001122092.1)의 아미노산 130-250번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q13153
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩