


Wb, Elisa용 Pak5 토끼 다클론 항체 - Q9P286

품목 번호: CM0022242



소개

인간 및 마우스에서 반응성을 보이며 웨스턴 블롯팅(WB)과 ELISA에 대해 검증된 PAK5 토끼 다클론 항체입니다. 세포골격 조절, 세포 신호전달 및 뇌 연구에서 PAK5/PAK7을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAK5 토끼 pAb
비고/별칭	PAK7; PAK5
종	인간
GeneID (인간)	57144
GeneID	57144
면역원	인간 PAK5(NP_065074.1)의 아미노산 600-700 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9P286
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩