


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Palld 토끼 다클론 항체 - Q8Wx93

품목 번호: CM0016315



소개

인간 Palladin(PALLD)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 세포골격, 세포 접착 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PALLD 토끼 pAb
비고/별칭	MYN, PNCA1, CGI151, SIH002, CGI-151, PALLD
종	인간
GeneID (인간)	23022
GeneID	23022
면역원	인간 PALLD(NP_001159582.1)의 아미노산 383-672에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8WX93
단백질 분자량	151kDa
배송	아이스팩