

웨스턴 블롯, Ip, If, Ihc-P, Elisa용 Pan-Akt Rabbit Mab - P31749 / P31751 / Q9Y243

품목 번호: CM0002895



소개

WB, IP, IF, IHC, ELISA에 대해 검증된 Pan-Akt Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 랫트의 Akt1, Akt2, Akt3를 검출합니다. 분자량: 56kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pan-Akt Rabbit mAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
종	인간
GeneID (인간)	207, 208, 10000
GeneID	207, 208, 10000
면역원	재조합 단백질: 인간 Pan-Akt의 아미노산 1-123에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_005154.2)
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P31749 / P31751 / Q9Y243
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백