

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 팬-Akt 토끼 다클론 항체 - P31749/P31751/Q9Y243

품목 번호: CM0022311



소개

팬-Akt(AKT1, AKT2, AKT3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 암 및 대사에서 AKT 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	팬-Akt 토끼 pAb
비고/별칭	AKT1/AKT2/AKT3; 팬-Akt
종	인간
유전자ID (인간)	207/208/10000
유전자ID	207/208/10000
면역원	재조합 단백질 인간 AKT1/AKT2/AKT3 (NP_005154.2)의 아미노산 311-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
단백질 분자량	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
배송	아이스백