

Wb, Ihc-P, Elisa용 Pan Cadherin 토끼 단일클론 항체 (Mab) - P12830 / P19022 / P22223 / P33151 / P55283 / P39038

품목 번호: CM0009306



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Pan Cadherin 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 카드헤린을 인식합니다. 세포 부착 및 상피 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Pan Cadherin Rabbit mAb
비고/별칭	Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; Pan Cadherin
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	999/1000/1001/1002
유전자 ID	999/1000/1001/1001/1002/12561
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic Peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스 (Human, Mouse)
SWISS	P12830/P19022/P22223/P33151/P55283/P39038
단백질 분자량	140 kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)