

Wb, If/Icc, Elisa용 Pan-Crotonyl-K Rabbit Mab - 고품이성 라이신 크로토닐화 항체

품목 번호: CM0000017

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Pan-Crotonyl-K Rabbit 단일클론 항체(mAb). 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종에 걸친 크로토닐화된 라이신 잔기를 인식합니다. 단백질 크로토닐화 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pan-Crotonyl-K Rabbit mAb
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	기타 변형 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
단백질 무게	10kDa 이상
배송	아이스백