

전범위 크로토닐-K 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용)

품목 번호: CM0000030

소개

크로토닐화 라이신 잔기에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 라이신 크로토닐화 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	전범위 크로토닐-K 토끼 다클론 항체
종	인간
면역원	합성 펩타이드; 크로토닐화 K가 포함된 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
배송 방식	아이스 팩