

파네틸라이신(Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) 래빗 Pab

품목 번호: CM0000227

소개

이중메틸화된 라이신 잔기를 표적으로 하는 파네틸라이신 래빗 폴리클로날 항체(pAb). 웨스턴 블롯, 파라핀 포매 면역조직화학, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종과의 교차 반응이 예측됩니다. 면역원: 이중메틸화된 K를 포함하는 합성 펩타이드.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	파네틸라이신 래빗 pAb
유전자 ID (인간)	pan Kme2
면역원	합성 펩타이드; 이중메틸화된 K를 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원산지	래빗
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
배송	아이스백