

Wb 및 Elisa용 Pan Dimethyl-Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

품목 번호: CM0000215

소개

Pan DiMethyl-lysine Rabbit pAb는 디메틸화된 리신 잔기에 특이적인 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플과 교차 반응을 보여 광범위한 메틸화 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pan DiMethyl-lysine Rabbit pAb
유전자 ID (사람)	pan Kme2
항원	합성 펩타이드 디메틸화된 K를 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	메틸화 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
배송	아이스 팩(Ice bag)