

Wb, Ip, Elisa용 팬 락트산-라이신 토끼 단클론 항체 | 락틸화 검출

품목 번호: CM0000061

소개

주요 번역후 변형인 팬 락트산-라이신을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에서 검증되었으며 다양한 종(사람, 마우스, 래트)에서 반응성이 확인되었습니다. 락틸화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	팬 락트산-라이신 토끼 단클론 항체
종	사람
면역원	합성 펩타이드; 팬 락트산-라이신을 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
배송	아이스백