

Pan Lactic Acid-Lysine Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, Elisa)

품목 번호: CM0000053

소개

Pan Lactic acid-Lysine 변형을 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐 및 기타 광범위한 종과 반응합니다. 단백질 번역 후 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pan Lactic acid-Lysine Rabbit pAb
종	인간(Human)
면역원	합성 펩타이드; Pan Lactic acid-Lysine을 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	기타 변형 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐, 기타 (광범위)
배송	아이스팩