

팬-메틸-히스티딘 래빗 폴리클로날 항체 (Wb, Db, Elisa 적용)

품목 번호: CM0000207

소개

합성 메틸화 히스티딘 펩타이드에 대해 생성된 이 팬-메틸-히스티딘 래빗 폴리클로날 항체는 웨스턴 블롯(WB), 도트 블롯(DB), ELISA 분석에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서의 팬-메틸-히스티딘 변이를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	팬-메틸-히스티딘 래빗 pAb
유전자 ID (인간)	팬 Hme
면역원	메틸화 히스티딘(His) 합성 펩타이드
원천	래빗
범주	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
배송	아이스백