

Wb 및 Elisa용 팬-모노메틸 아르기닌 모티프 토끼 다클론 항체

품목 번호: CM0000224

소개

팬-모노메틸 아르기닌 모티프를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 아르기닌 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	팬-모노메틸 아르기닌 모티프 토끼 pAb
유전자ID (인간)	pan Rme1
면역원	합성 펩타이드 모노메틸화 R을 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
배송	아이스백