

웨스턴 블롯 및 Elisa 응용을 위한 Pan Mono-Methyl Lysine 토끼 다가클로날 항체

품목 번호: CM0000213

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 Pan Mono-Methyl Lysine 토끼 다가클로날 항체(Cat. No. A18293). 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 단백질 메틸화 연구에 이상적입니다. CamelBio에서 신뢰할 수 있는 공급.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pan Mono-Methyl lysine Rabbit pAb
유전자 ID (인간)	pan Kme1
면역원	`합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
배송	아이스 팩