

팬-모노-메틸R (R*Gg) 모티프 토끼 다클론 항체 (Wb, Db, Elisa용)

품목 번호: CM0000219

소개

웨스턴 블롯, 닷 블롯 및 ELISA에 적합한 팬-모노-메틸아르기닌 R*GG 모티프를 표적으로 하는 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 전역 메틸화 검출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	팬-모노-메틸R (R*GG) 모티프 토끼 pAb
유전자 ID (인간)	pan Rme1
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
배송 방식	아이스백