

Pan-Myristyl-G 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용)

품목 번호: CM0000006

소개

pan-Myristyl-G 토끼 다클론 항체(pAb)는 미리스틸화된 글리신 변이를 표적으로 합니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용에 대해 검증되었으며, 쥐와의 교차 반응성을 보입니다. 연구에서 단백질 지질화 및 미리스토일화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 매개변수   | 값                                         |
| 제품명    | pan-Myristyl-G 토끼 pAb                     |
| 표적     | pan Myristyl-G                            |
| 면역원    | 합성 펩타이드; 미리스틸화된 G를 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 원천     | 토끼                                        |
| 범주     | 기타 변형 항체                                  |
| 적용 분야  | WB, ELISA                                 |
| 교차 반응성 | 쥐                                         |
| 배송     | 아이스백                                      |