

Western Blot 및 Elisa용 Pan-Nitrific-Y Rabbit Polyclonal Antibody

품목 번호: CM0000036

소개

Western blot(WB) 및 ELISA 적용을 위한 pan-Nitrific-Y(티로신 니트로화)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종에 대한 넓은 중간 반응성을 예측합니다. 면역원: 미리스틸화된 라이신을 포함하는 합성 펩타이드.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	pan-Nitrific-Y Rabbit pAb
종	인간
면역원	합성 펩타이드 미리스틸화된 K를 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
배송	아이스팩