

Pan Phospho-Serine/Threonine 마우스 단일클론 항체 - Pan Phospho-Serine/Threonine

품목 번호: CM0001561

소개

이 pan phospho-Serine/Threonine 마우스 단일클론 항체는 사람, 마우스, 랫트를 포함한 다양한 종에서 인산화된 단백질을 검출하도록 설계되었습니다. 신호전달 연구에서 웨스턴 블롯팅, 면역조직화학, ELISA 적용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	pan Phospho-Serine/Threonine 마우스 단일클론 항체
종 특이성	범용
유전자 ID (인간)	pan p-S/T
면역원	인산화된 Serine/Threonine을 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	마우스
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
배송	아이스박스