

Pan 포스포-세린/트레오닌 래빗 단일클론 항체 - 포스포-세린/트레오닌 항체

품목 번호: CM0000844

소개

인산화된 세린/트레오닌 잔기를 표적으로 하는 범특이성 래빗 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 예측 종에 대한 WB, IP, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 광범위한 인산화 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	pan 포스포-세린/트레오닌 래빗 단일클론 항체
종 특이성	범용
면역원	인산화된 세린/트레오닌을 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	래빗
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
배송	아이스백