

Pan 인산화 세린/트레오닌 토끼 다클론 항체 - Pan P-S/T

품목 번호: CM0000545

소개

인산화된 S/T 잔기 검출을 위한 Pan 인산화 세린/트레오닌 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트 및 기타 종에서 넓은 교차 반응성이 예측됩니다. 인산화 의존 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Pan 인산화 세린/트레오닌 토끼 pAb
유전자 ID	pan p-S/T
면역원	인산화된 S 및 T를 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
배송	아이스백