

Pan Phospho-T Rabbit Pab - Phosphothreonine (Phospho-T)

품목 번호: CM0000675

소개

인산화된 트레오닌 잔기를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간과 마우스를 포함한 광범위한 종과 반응할 것으로 예측되며, 다양한 연구 환경에서 단백질 인산화 이벤트를 검출하는데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pan Phospho-T Rabbit pAb
면역원	인산화된 T를 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 기타 (광범위한 반응성 예측)
배송	아이스팩