

팬 포스포-트레오닌 토끼 단일클론항체 - 팬 포스포-트레오닌

품목 번호: CM0001394

소개

팬 포스포-트레오닌 토끼 단일클론항체는 다양한 종(사람, 마우스, 래트 등)에서 트레오닌 인산화를 검출합니다. 본 토끼 단일클론항체는 WB, IP, ELISA에서 검증되었으며 인산화 신호 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	팬 포스포-트레오닌 토끼 단일클론항체
반응 종	사람
면역원	사람 트레오닌을 포함하는 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트, 기타 (광범위 반응 예측)
배송 방식	아이스 팩