

Pan Phospho-Tyrosine Mouse Mab - Pan P-Y

품목 번호: CM0001112

소개

Pan Phospho-Tyrosine Mouse 단일클론 항체는 인산화된 티로신 잔기를 검출합니다. 인간, 마우스, 래트 및 다양한 종에 걸쳐 예측된 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA 응용에 적합합니다. 티로신 키나제 신호 전달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pan Phospho-Tyrosine Mouse mAb
유전자 ID (인간)	pan p-Y
면역원	인산화된 Y를 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	마우스
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
배송	아이스백