

Pan Phospho-Tyrosine Rabbit Mab - Pan P-Y

품목 번호: CM0001604

소개

사람, 쥐, 랫드 종에 걸쳐 팬-포스포-티로신 잔기를 인식하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IP 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 티로신 인산화 신호망 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pan Phospho-Tyrosine Rabbit mAb
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	Pan p-Y
면역원	합성 펩타이드: 티로신(Tyr) 주변의 인산화된 랜덤 펩타이드 라이브러리
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
어플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드, 기타 (광범위한 반응 예상)
배송	아이스 백(Ice bag)