

범용 인 티로신 인산 단일클론 항체 (Mab) - 범용 인 티로신 인산 Mab

품목 번호: CM0001976

소개

WB, IP, ELISA에 사용 가능한 범용 인 티로신 인산 토끼 단일클론 항체 (mAb)입니다. 인간, 마우스, 래트 등 다양한 종에서 넓은 반응성으로 인산화 티로신을 검출합니다. 인산화 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다. >10KDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	범용 인 티로신 인산 토끼 mAb
면역원	합성 펩타이드: 인산화 Y를 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
단백질 분자량	>10KDa
배송	아이스 팩