

Pan Phospho-Tyrosine Rabbit Pab - Pan P-Y

품목 번호: CM0001258

소개

범용 인산화 티로신을 타겟으로 하는 토끼 다클로널 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트 및 광범위한 다른 종을 인식합니다. 티로신 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pan Phospho-Tyrosine Rabbit pAb
유전자 ID (인간)	Pan p-Y
면역원	합성 펩타이드. 인산화된 S 및 T를 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위한 종 예상)
배송	아이스 팩