

Pan-Succinyl-K Rabbit Mab – 숙신화 라이신 항체 (Wb, Ip, Db, Elisa용)

품목 번호: CM0000013

소개

숙신화 라이신 잔기를 검출하기 위한 Pan-Succinyl-K Rabbit 단일클론 항체입니다. 예측된 넓은 교차반응성(인간, 마우스, 랫드)으로 WB, IP, DB, ELISA에 적합합니다. 번역 후 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Pan-Succinyl-K Rabbit mAb
면역원	합성 펩타이드: 숙신화된 K를 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, IP, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 기타 (넓은 범위 예측)
배송	아이스백