

Pan-Succinyl-K Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa

Applications

품목 번호: CM0000009

소개

Western blot 및 ELISA에 검증된 고품질
파닉시닐라이신 표적 토끼 폴리클로날 항체. 인간,
마우스, 랫드 샘플과 반응합니다. 라이신 석시닐화 및
세포 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Pan-Succinyl-K Rabbit pAb
종	인간
면역원	합성 펩타이드 Succinyl-K를 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	기타 변형 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
배송	아이스백